

JETZT BESTELLEN

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest Kit

Test per Nasenabstrich

- » Probenentnahme im vorderen Nasenbereich
- » unkomplizierte und schmerzfreie Anwendung
- » klares Ergebnis nach nur 15 Minuten
- » erkennt auch verschiedene Mutationen des Virus
- » Sensitivität: 92,00 %
- » Spezifität: 99,26 %
- » BfArM-gelistet
- » Inhalt: 25 Stück pro Box
- » Lagerung bei 4°C-30°C






Abbildung ähnlich



**Einfache Anwendung
in nur 5 Schritten!**

		€/SET
Lepu Medical		4,25
SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest Kit		
zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2		
Hier Bestellmenge eintragen:		
Art.-Nr.:	86340	
Inhalt:	1 x 1 Box mit 25 Sets	



Kd.-Nr.	Straße
Firma	PLZ / Ort
Besteller	Liefertag

Weber Frischdienst GmbH
Industriestraße 9 38110 Braunschweig

Telefon: 053 07 / 20 40-0
Fax: 053 07 / 20 40-90
E-Mail: bestellung@weber-frischdienst.de
Web: www.weber-frischdienst.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Angebote freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für die Vollständigkeit und Richtigkeit der wiedergegebenen Informationen keine Haftung. Maßgeblich sind und bleiben die direkten Angaben des Herstellers auf der Verpackung. Wir bemühen uns die Daten so aktuell wie möglich zu halten.

BIO zertifiziert: DE-ÖKO-039

Bildquellen: www.stock.adobe.com / www.fotolia.com

WEBER
Ihr Frische Partner

